

## Podávání kyslíku tlakovou LIV<sup>®</sup> lahví s kyslíkem v domácím prostředí

### Pacient (štítek)

---

Jméno a příjmení:

---

Rodné číslo:

Bydliště:

---

### Zákonný zástupce

---

Jméno a příjmení:

Datum narození:

---

#### **Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,**

v předkládaném formuláři si přečtete informace o manipulaci s tlakovou LIV<sup>®</sup> lahví s kyslíkem v domácím prostředí. Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.

#### **Co je podávání kyslíku tlakovou LIV<sup>®</sup> lahví s kyslíkem v domácím prostředí:**

Jedná se o krátkodobé podávání kyslíku pomocí tlakové láhve s kyslíkem.

#### **Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:**

Dechová nedostatečnost, k zajištění krátkodobé aplikace kyslíku v domácím prostředí.

#### **Jaký je režim pacienta před výkonem:**

Postup manipulace s tlakovou láhví je uveden níže. Průtok kyslíku v litrech za minutu určí lékař.

#### **Jaký je postup při provádění výkonu:**

- láhev umístěte na bezpečném místě nejméně 1,5 m od tepelného či elektrického zdroje, zajistěte ji proti pádu
- tlakovou kyslíkovou láhev uchovávejte v dobře větrané místnosti, aby bylo možno kyslík odvětrat
- nevystavujte tlakovou kyslíkovou láhev slunci, mrazu a otevřenému ohni
- tlakovou kyslíkovou láhev nestavte do blízkosti hořlavých látek, jako jsou oleje, maziva, rozpouštědla, aerosolové látky, pohonné hmoty a ani jimi láhev nepromazávejte
- tlakovou kyslíkovou láhev a hadice udržujte v čistotě, bez možnosti kontaktu oleje a jiných mastnot
- kouření a otevřený oheň jsou v okolí přístroje co nejpřísněji zakázány

- nemažte si ruce krémy ani mastmi před a při manipulaci s tlakovou kyslíkovou lahví a při používání kyslíku
- nemažte si okolí nosu a úst krémy ani mastmi před a při používání kyslíku
- kyslík není ani vznětlivý, ani výbušný, podporuje však hoření
- nepoužíváte-li tlakovou kyslíkovou láhev právě k dýchání, vždy uzavřete uzavírací ventil kyslíku
- nikdy neprovádějte na tlakové láhvi nedovolené změny a zásahy, aby nedošlo k jejímu poškození či Vašemu zranění
- samotné používání tlakové láhve, včetně napojení kyslíkových brýlí a způsobu nastavení průtoku Vám předvede technik při výdeji tlakové láhve

### **Jaké jsou možné komplikace a rizika:**

Při doporučeném užívání podle ordinace lékaře a při dodržení pokynů pro manipulaci s tlakovou lahví nehrozí komplikace.

### **Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:**

Bez opatření.

### **Jaké jsou možné alternativy výkonu:**

Jiné způsoby podávání kyslíku pomocí jiných zdravotnických prostředků.

**Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.**

**S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.**

**Datum:**

\_\_\_\_\_  
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce

\_\_\_\_\_  
Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře, který vysvětluje pohovor provedl

**Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a):**

popište způsob:

\_\_\_\_\_  
Jméno, příjmení a podpis svědka

\_\_\_\_\_  
Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře